光栅衍射

院	系: _	自动化系
班	级: _	自 02 班
学生	姓名: _	彭程
学	号: _	2020011075
组	号: _	双四下 L
座位	过号:	# 5

目录

1	实验	名称	2
2	数据	处理	2
	2.1	不确定度推导	2
	2.2	光线垂直入射测光栅常数和光波波长	3
	2.3	测量汞灯光谱中波长较短的黄线的波长	5
	2.4	用最小偏向角法测量波长较长的黄光波长	6
3	实验	总结	6
4	原始	数据及预习思考题	7

1 实验名称

光栅衍射

2 数据处理

2.1 不确定度推导

由于:

$$d = \frac{m\lambda}{\sin\varphi_m}$$

故有:

$$\ln d = \ln m + \ln \lambda - \ln \sin \varphi_m$$

而:

$$\begin{split} \frac{\partial \ln d}{\partial m} &= \frac{1}{m} \\ \frac{\partial \ln d}{\partial \lambda} &= \frac{1}{\lambda} \\ \frac{\partial \ln d}{\partial \sin \varphi_m} &= -\frac{1}{\sin \varphi_m} \end{split}$$

所以有:

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \sin \varphi_m}{\sin \varphi_m}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\Delta \varphi_m \operatorname{ctg} \varphi_m\right)^2}$$

即:

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\Delta \varphi_m \operatorname{ctg} \varphi_m\right)^2}$$

同理可得:

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\Delta \varphi_m \operatorname{ctg} \varphi_m\right)^2}$$

由预习报告中关于不确定度的分析可以知道, φ_m 越大, $\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2$ 越小,即 Δd 越小,故取衍射光级次尽量大。又由于过高级次的光强较小的原因,综合考虑,本次实验最终取衍射光谱级次 m=2 。

2.2 光线垂直入射测光栅常数和光波波长

光栅编号: <u>05</u>	;	$\Delta_{\scriptscriptstyle ec{\scriptscriptstyle 1}} =$ _	<u>1'</u> ;	入射光方位 $\varphi_{10} = $ _	123° 25′	_; $\varphi_{20} = $	303° 24′	;
-----------------	---	--	-------------	---------------------------	----------	----------------------	----------	---

波长 / n m	黄 1		黄 2		5 4 6 . 1		紫	
衍射光谱级次m		2		2		2	:	2
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位 φ_{\pm}	143° 43′	323° 44′	143° 39′	323° 39′	142° 34′	322° 33′	138° 35′	318° 34′
右侧衍射光方位 $_{\varphi_{\overline{z}}}$	103° 4′	283° 5′	103° 10′	283° 9′	104° 16′	54° 38′	108° 16′	288° 15′
$2arphi_m=arphi_{\pm}-arphi_{\mp}$	40° 39′	40° 39′	40° 29′	40° 30′	38° 18′	38° 18′	30° 19′	30° 19′
$\overline{2\varphi_{_{\mathtt{n}}}}$	40°	39′	40°	30′	38°	18′	30°	19′
$\overline{arphi_{m}}$	20°	20′	20°	15'	19°	9'	15°	10′

由于:

$$d\sin\varphi_m = m\lambda$$

对于绿光: $\lambda = 546.1 \text{ nm}, \varphi_m = 19^{\circ}9'$ 故代人公式得到:

$$d = 3329.4 \text{ nm}$$

由于 m 的不确定度为 0, 该条件下采用绿光的标准波长, 故 λ 的不确定度非常小, 可忽略, 代 入之前推导出的不确定度公式有:

$$\frac{\Delta d}{d} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \sin \varphi_m}{\sin \varphi_m}\right)^2} = \sqrt{\left(\Delta \varphi_m \operatorname{ctg} \varphi_m\right)^2}$$

而 φ_m 的不确定度来源为两次读数取平均值,故有:

$$\Delta\varphi_m = \frac{1}{2}\sqrt{2\Delta / \chi^2} = 0.707'$$

所以有:

$$\Delta d = d\Delta \varphi_m \operatorname{ctg} \varphi_m = 3329.4 \times \frac{\pi \times 0.707}{60 \times 180} \times \operatorname{ctg} 19^{\circ}9' = 2.0 \text{ nm}$$

故:

$$d = (3329.4 \pm 2.0)$$
nm

由计算出的 d = 3329.4 nm 和测得的各光线的 φ_m 值计算出:

紫光: $\varphi_m = 15^{\circ}10'$

$$\lambda = \frac{d\sin\varphi_m}{m} = 435.5 \text{ nm}$$

黄 1: $\varphi_m = 20^{\circ}20'$

$$\lambda = \frac{d \sin \varphi_m}{m} = 578.5 \text{ nm}$$

黄 2: $\varphi_m = 20^{\circ}15'$

$$\lambda = \frac{d \sin \varphi_m}{m} = 576.2 \text{ nm}$$

计算 $\Delta\lambda$ 的过程如下: 之前推导出的不确定度公式有:

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\Delta \varphi_m \operatorname{ctg} \varphi_m\right)^2}$$

而:

$$\Delta\varphi_m = \frac{1}{2}\sqrt{2\Delta_{\text{fX}}^2} = 0.707' \quad \Delta m = 0$$

所以有:

紫光:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\Delta\varphi_m \operatorname{ctg}\varphi_m\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{2.0}{3329.4}\right)^2 + \left(\frac{\pi \times 0.707}{60 \times 180} \times \operatorname{ctg} 15^{\circ}10'\right)^2}$$

$$= 7.2 \times 10^{-4}$$

$$\Delta \lambda = \lambda \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 0.3 \text{ nm}$$

 $\lambda = (435.5 \pm 0.3) \text{nm}$

黄 1:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\Delta\varphi_m \operatorname{ctg}\varphi_m\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{2.0}{3329.4}\right)^2 + \left(\frac{\pi \times 0.707}{60 \times 180} \times \operatorname{ctg} 20^\circ 20'\right)^2}$$

$$= 6.9 \times 10^{-4}$$

$$\Delta \lambda = \lambda \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 0.4 \text{ nm}$$

 $\lambda = (578.5 \pm 0.4) \text{nm}$

黄 2:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\Delta\varphi_m \operatorname{ctg}\varphi_m\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{2.0}{3329.4}\right)^2 + \left(\frac{\pi \times 0.707}{60 \times 180} \times \operatorname{ctg} 20^{\circ} 15'\right)^2}$$

$$= 6.9 \times 10^{-4}$$

$$\Delta \lambda = \lambda \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 0.4 \text{ nm}$$

2022年4月16日 2020011075

$$\lambda = (576.2 \pm 0.4) \text{nm}$$

综上所述:

根据绿光波长计算出的光栅常数为:

$$d = (3329.4 \pm 2.0) nm$$

根据光栅常数计算其他光的波长为:

紫光:

$$\lambda = (435.5 \pm 0.3) \text{nm}$$

偏差为:

$$\delta = \frac{\lambda_{\c x} - \lambda}{\lambda_{\c x}} = 0.07\%$$

黄 1:

$$\lambda = (578.5 \pm 0.4) \text{nm}$$

偏差为:

$$\delta = \frac{\lambda_{\mbox{\colored} \pm 1} - \lambda}{\lambda_{\mbox{\colored} \pm 1}} = 0.10\%$$

黄 2:

$$\lambda = (576.2 \pm 0.4) \mathrm{nm}$$

偏差为:

$$\delta = \frac{\lambda_{\mbox{\colored} \pm 2} - \lambda}{\lambda_{\mbox{\colored} \pm 2}} = 0.14\%$$

2.3 测量汞灯光谱中波长较短的黄线的波长

光栅编号: <u>05</u>; 光栅平面法线方位 $\varphi_{1n} = \underline{125°5'}$; $\varphi_{2n} = \underline{305°4'}$

	游标	入射光方位 $oldsymbol{arphi}_0$	入射角 i		\overline{i}	
	I	140° 0′	14° 55′	1.40	561	
	II	320° 0′	14° 56′	14° 56′		
光谱级次m	游标	左侧衍射光方位 $oldsymbol{arphi}_{oldsymbol{ iny}}$	衍射角 $oldsymbol{arphi}_{m_{\!$	$\overline{oldsymbol{arphi}}_{m_{ au}}$	同(异)侧	
2.	I	162° 14′	37° 9′	37° 16′	异	
	II	342° 15′	37° 11′	3/ 10	开	
光谱级次m	游标	右侧衍射光方位 $oldsymbol{arphi}_{oldsymbol{a}}$	衍射角 $oldsymbol{arphi}_{m_{ au}}$	$\overline{arphi}_{m_{\!\!\!/\!\!\!\!/}}$	同(异)侧	
2	I	120° 0′	5° 5′	5° 5′	e	
2	II	299° 59′	5° 5′	3 3	同	

由于 $\varphi_{m\bar{n}} = 37^{\circ}08'$ 与入射光线位于法线同侧, 故:

2022年4月16日 2020011075

$$d \cdot (\sin \varphi_{m \neq 1} + \sin 15^{\circ}) = m\lambda$$

故:

$$\lambda = \frac{d(\sin\varphi_{m\not\equiv} + \sin 15^\circ)}{m} = 578.4 \text{ nm}$$

偏差为:

$$\delta = \frac{\lambda_{\mbox{\em \pm }2} - \lambda}{\lambda_{\mbox{\em \pm }2}} = 0.23\%$$

2.4 用最小偏向角法测量波长较长的黄光波长

光栅编号: __05__; 入射光线方位 φ_{1n} =__119 $^{\circ}$ 6'; φ_{2n} =__299 $^{\circ}$ 5'

NZ MARINE	游标	法线Ⅰ	法线Ⅱ	与入射:	光线夹角
光谱级次m	I	129° 26′	106° 46′	10° 20′	
	II	309° 24′	286° 45′		
	游标	偏向I	偏向II	2δ	δ
2	I	162° 14′	37°9′	40° 4′	20° 2′
	II	342° 15′	37° 11′	40 4	20 2

由于:

$$2d\sin\frac{\delta}{2} = m\lambda$$

故:

$$\lambda = \frac{2d\sin\frac{\delta}{2}}{m} = 579.1nm$$

偏差为:

可以看到此处与标准值相当接近。

3 实验总结

由于上个学期有过使用分光计的经历,再加上本次实验前有认真复习,故在本次实验中对于分光计的调节部分比较熟悉。由于分光计属于精密光学仪器,所以要在实验前对其进行望远镜调节、平行光管调节等操作。否则会给实验带来比较大的误差。

光栅实验中由于不能保证光栅底面和光学面垂直,故不需要对平台进行调水平,只需要在放上 光栅后调节螺钉,使得光栅刻线垂直于分光计主轴。光栅的垂直入射则是利用了自准法,旋转小平 台使得十字反射像和入射光线共线。

在实验中多次利用到了测量两倍物理量避免测量量相减求出单倍测量量的方法来减小误差,这点值得我注意,在今后的学习中可以加以实验和应用。

最后,感谢老师的悉心指导!

4 原始数据及预习思考题

(1) i=0时,测定光栅常数和光波波长

光棚编号: 5 AR = 1 入射光方位の10=123°25' の20= 303°24'

波长 (nm)	黄	1	M)	2	54	6.1	4	ĸ
衍射光谱级次m		2	-	2	7	-	Z	
游标	I	II	I	II	I	II	I	II
左侧衍射光方位px	14343'	323°44'	143°39′	32339	142341	32233	13834	
右侧衍射光方位pa	103 4'	283°5'		283091	104°16'	284°15'	108°16'	288°15
$2\varphi_{m}=\varphi_{fi}-\varphi_{fi}$	40°39'	40° 39'	4029	4030	38°18′	3818'	30°19′	301
$\overline{2\varphi_m}$		9391		°30'	3	8°18'		19'
φ_m		20'	20	0"15"	1	9°31	13	°10'

(2) $i=15^{\circ}0'$ 时,测量波长较短的黄线的波长

光栅編号: <u>「</u> 光栅平面法线方位 φ_{1n} = 12 5° 5′ φ_{2n} = 305° 4′

	游标	入射光方位 40	入射角i		i
	I	140°0′	140551		4°56
	II	320°0'	14°56'	1.	
光谱级次 m	游标	左侧衍射光方位φε	衍射角φmπ	$\overline{arphi}_{mar{E}}$	同(异)
	I	16214	37°9′	37°18	异
2	II	342°15'	37°11′	3110	
光谱级次 m	游标	右侧衍射光方位φι	衍射角 qm ti	$\overline{arphi}_{m ota i}$	同(异)
	I	120°0′	5°5′	5°5′	10
2	II	299°59′	S°S'	7.7	167

(3)最小偏向角测波长较长的黄液波长。

光栅编号: 5 入射光方位 4.0=119°6′ Q.= 299°5′

光谱级次, M=2.

法线1 129°26′ 309°24′

偏向1 139°8′ 319°7′

法线2 106°46′ 286°45′

偏向 1 99°4′ 279°4′

28 = 40°4' 8 = 20°2'

m 4.14

国区 萬程 2020/1075 双四下上

光栅衍射实验——预习思考题

- 1. 观看视频 (https://www.bilibili.com/video/BV1nh411p772?spm_id_from=333.999.0.0), 复习分 光计的结构原理及调节方法过程。
- 用公式(2)测d(或λ)时,实验需要保证什么条件?

平行光章直入射于光栅平面。

- 3. 什么是视差?如何判断存在视差?分光计调节过程中哪些环节需要消除视差?如何消除?
- ①视差:从不同角度观察同一目标产生的方向差异,实验中体现为目标的够不在+字份则面上
- ②判断存在视差: 不能同时看清目标和十字分划板。
- ② 哪些环节;迎远镜镜高调焦、3. 调节平行光管平生平行光。 ④如可调节; 1.将平面镜放于望远镜物镜处,调节又丝套筒至看到填析的+字反射像。 4.由式(2)推导出了和2的不确定度估算公式。为了减少测量误差,应根据观察到的各级谱线

的强弱及不确定度的公式来决定测量第几级的@m较为合理。

- 5. 光栅和棱镜都是应用非常广泛的分光元件。对于同一复色光源,分别利用光栅分光和棱镜 分光, 所产生的光谱有何区别?
 - 1. =核镜只产生-组光谱,光栅分光产生多组光谱.
 - J.原理不同. 核镜是利用不同色光析别率不同产生光谱; 光栅是根据衍射原理.和用不同色光波长不同行射图样亮线分布不同。

3.分辨率7同,光栅谱线更细,分辨率更高。.